

Rekvisisjon FISH/Biobank, Myelomatose

Rekvirent:	Fødselsnummer:
Svaradresse:	Pasientnavn:
Kontaktperson:	Adresse:
Tlf.:	

Se webadresse: stolav.no/labmed

Prøvetakingsdato: _____

Er pasienten med i EMN02 studien?

Ja

Nei

I tilfelle ja, sendes samme materiale både til Ålborg og Trondheim (dvs 2x20 ml marg)

Prøvemateriale: Blod (1, 2, 3, 4) og benmarg (5)

- 1. **EDTA blod, 6 mL:** Blodprøven tas på prøverør med lilla kork. Prøven sendes usentrifugert.
- 2. **Citrat plasma, 6 mL:** Blodprøven tas på prøverør med blå kork. Prøven sentrifugeres og plasma overføres til et nytt rør som merkes med **Citrat-plasma**.
- 3. **Na-Heparin plasma, 6 mL:** Blodprøven tas på prøverør med mørk grønn kork. Prøven sentrifugeres og plasma overføres til et nytt rør som merkes med **Heparin-plasma**.
- 4. **Serum, 6 mL:** Blodprøven tas på prøverør med rød kork uten antikoagulans. Prøven settes til minimum 30 min henstand, før den sentrifugeres og serum overføres til et nytt rør som merkes med **Serum**.
- 5. **Benmarg:** 20 mL benmarg på heparin (ta 1,0 mL heparin, 5000 IE/mL, i aspiratsprøyte pr 10 mL benmarg). Overføres til rør/beholder uten tilsetning (serumrør inneholder koagulasjonsaktivator, kan ikke brukes). Merkes med **Benmarg**.

Det er oftest nødvendig med eget innstikk til aspirat.

Prøvene pakkes i transporthylser og sendes med **Postens IL-over natt pakke** ved romtemperatur. **NB!** Vær oppmerksom på at benmargsprøven ikke tåler frost eller overoppheting, pakk derfor i temperaturoisolerende materiale som isopor. **Pakken merkes:** IL-over natt. Romtemperatur. Leveres direkte på lab.

Adresse:

Prøvetaking og spesiell hematologi
Prinsesse Kristinas gate 1
Gastroenteret, 1. etg. øst
St. Olavs Hospital
7030 Trondheim

Prøver kan sendes fra og med mandag, til og med torsdag

Gi beskjed før forsendelse slik at vi kan etterlyse pakken ved forsinkelser

Hvis mulig, ring og avtal tid før prøvetaking

Telefon: 72 82 51 05

Oppgi forsendelsesnummer

Pasienten må underskrive samtykkeerklæring. Samtykkeerklæring sendes sammen med prøvene og oppbevares i tillegg hos rekvirent.

Avsender betaler porto. For øvrig er undersøkelsen uten omkostning for rekvirent. Rekvirent mottar svar på prøven.